

MacroZoom

MZ.4500

HIGHLIGHTS

- Stand-Alone
- Zoom halb-apochromatisches Objektiv
- Zoom bis zu 0,7x bis 4,5x
- C-mount mit 0.4x Objectiv
- 105 mm Arbeitsabstand
- Ohne Beleuchtung
- Metallstativ
- 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

ZENTRALES ZOOMOBJEKTIV

Das MacroZoom MZ.4500 verfügt über ein einzelnes optisches Zoomobjektiv mit einer 0,7-fachen bis 4,5-fachen Zoomvergrößerung. Zoom-Einstellungen Gravuren auf 1, 1,5, 2, 3 und 4,5x. Der Arbeitsabstand beträgt 105 mm

STATIV

Der MacroZoom ist auf einer 230 mm hohen Säule montiert. (Ø 32 mm) und Halter (Ø 39/50 mm), der auf einer 320 x 260 x 16/25 mm Metallbasis

KAMERASYSTEME

Jede unserer digitalen C-Mount Kameras (in diesem Kapitel) kann zusammen mit dem MacroZoom verwendet werden

VERPACKUNG

Lieferung mit Staubschutzhülle und Verpackung in Styropor



● MZ.4500

MZ.4500

31.3 (h) 32 (w) 28.5mm (d) | 3.06 kg



● Das MZ.4500 in Kombination mit der VC.3036-HDS Kamera