

P Reihe

HIGHLIGHTS

- Binokulare Modelle
- Einfach zu bedienen
- 360° drehbarer Kopf mit 45° geneigt Tubus
- Gesicherte WF 10x/20 mm Okulare
- 10x/30x und 20x/40x Vergrößerung in drehbaren Objektivrevolver
- Robustes Zahnstangenstativ ausgestattet mit leistungsstarken Halogen- oder LED-Beleuchtung
- LED Beleuchtung mit Akkus für den kabellosen Einsatz
- Beide Beleuchtungen (Auflicht- und Durchlicht) können unabhängig voneinander oder gleichzeitig betrieben werden
- Geringes Gewicht; einfach an eine beliebige Stelle zu tragen
- 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

OKULARE

Paar gesicherte Weitfeld Okulare WF10x/20 mm
 Geliefert mit Augenmuscheln

KOPF

Binokularer Kopf mit 45° geneigten Röhren. Ein Tubus mit
 Dioptrieneinstellung geliefert. Augenabstand von 55 bis 75 mm

OBJEKTIVE

- Die P-10 und P-10 LED-Modelle werden mit festen 1x/3x Objektiven für eine Gesamtvergrößerung von 10x und 30x mit Sichtfeld von 20 bis 6,7 mm geliefert.
- Die P-20 und P20 LED-Modelle werden geliefert mit festen 2x/4x Objektiven für eine Gesamtvergrößerung von 20x und 40x mit Sichtfeld von 10 bis 5 mm

Mithilfe von 5x, 15x und 20x Okulare werden Vergrößerungen von 5 bis 80x erreicht. Alle Optiken sind Anti-Pilz behandelt und AR beschichtet für maximale Lichtdurchsatz

STATIV

Robuste und stabile Metallstative mit 35 mm Grobeinstellung.
 Geliefert mit schwarz/ weiß Objektplatte und zwei Objektklemmen

BELEUCHTUNG

Die Modelle P-10 und P-20 sind mit 10 W 12 V Halogen Auflicht und Durchlicht und haben eine interne Stromversorgung. Beide Beleuchtungen können unabhängig voneinander oder gleichzeitig betrieben werden

Die P-10 LED und P-20 LED-Modelle sind ausgestattet mit einer High-Power LED Auf- und Durchlicht Beleuchtung. Geliefert mit drei Akkus für



P-20 (60.200) ●

schnurlosen Dauerbetrieb für maximal 35 Stunden. Beide Beleuchtungen können unabhängig voneinander oder gleichzeitig betrieben werden

KAMERAS

Euromex bietet eine breite Palette an Industrie- und Laborkameras an. Für die P-Reihe wird eines der Okulare ersetzt durch die Kamera (Siehe [Digitallösungen](#) auf unserer website). Für P-Serie ersetzt die Kamera eine die Okulare

VERPACKUNG

Mit Netzkabel, Staubschutzhülle, Ersatzsicherung und Bedienungsanleitung geliefert (und Ersatzbirne für Halogen-Modelle). Alles verpackt in einer Styroporbox



50.815 ●

50.820 ●

MODELLE	45° Kopf	1x/3x Objektiv	2x/4x Objektiv	Durchlicht Halogenbeleuchtung	Auflicht Halogenbeleuchtung	Durchlicht LED beleuchtung	Auflicht LED beleuchtung
P-10 60.100	•	•		•	•		
P-10 LED 60.110	•	•				•	•
P-20 60.200	•		•	•	•		
P-20 LED 60.210	•		•			•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- 50.805** Paar Weitfeld Okulare WF 5x/22mm
- 50.810** Paar Weitfeld Okulare WF 10x/20mm
- 50.811** Mikrometer Okular WF 10x/20mm, 10 mm/100
- 50.815** Paar Weitfeld Okulare WF 15x/16mm
- 50.820** Paar Weitfeld Okulare WF 20x/10mm
- 50.840** Paar Augenmuscheln

- 50.871** Schwarz/Weißplatte 94 mm Durchmesser
- 50.873** Glasscheibe 94 mm Durchmesser
- 50.875** GEM Objekt Spannbügel für P-Serie
- 50.876** Dunkelfeld Aufsatz
- 50.882** Ersatzbirne 12 Volt 10 Watt für die P und AR-Reihe (Durchlicht Beleuchtung)
- AE.1112** Objektmikrometer 50mm, verteilt in 500 Teilen, 100µm, auf Glasplatte 76 x26 mm
- PB.5245** Linsenreinigungspapier, 1 Stück, 100 Blätter
- PB.5274** Iso propyl alcohol 99%, 200 ml
- PB.5275** Reinigungsset: Pinsel, Reinigungstuch, Wattestäbchen, Linsenreinigungspapier, Blasebalg und Reinigungsflüssigkeit



P-10 (60.100) ●