

Cámara HD-Autofocus con interfaces HDMI EVC-3034 / EVC-3034-HDS

A DESTACAR

- Cámara de video de alta definición HD 1080p
- Sistema de enfoque automático
- Imágenes en tiempo real directamente en TV, monitor o proyector (HDMI)
- Sistema independiente
- Software incorporado controlado por el ratón
- Interfaz de montaje en C
- HDMI y WiFi
- Guarda imágenes y videos en la tarjeta de memoria SD
- Disponible con pantalla HD de 13" (EVC-3034-HDS)



● EVC-3034-HDS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor	CMOS de alta sensibilidad SONY IMX185 2.0MP
Formato	1 / 1,9", HDTV 1080p (50 / 60 Hz)
Píxeles	1920 x 1080 píxeles (modo captura) 1920 x 1080 píxeles (visualización en vivo), HDMI 60 fps, WiFi mode 25 fps (La frecuencia de captura se determinó en condiciones óptimas)
Tamaño de píxel	3,75 x 3,75 um
Vídeo	Modo de grabación de video 1080p píxeles
Pantalla HD (EVC-3031-HDS)	13"
Modo de escaneo	Escaneo progresivo, persiana enrollable
Ruido	Algoritmo 3D
Sensibilidad	1120 mv con 1/30 s
Exposición	Automática / manual
Balance de blancos	Automático / manual
Rango dinámico	65
Relación señal/ruido	50
Interfaz	Digital HDMI
Almacenamiento	Tarjeta de memoria SD de 32 GB de alta velocidad
Botones de cámara	On/Off
Interfaz de montaje	Montura C
Fuente de alimentación	Adaptador externo DC 12V / 1A
Condiciones de operación	-10 ~ 50 ° Celsius, 30 ~ 80% humedad
Condiciones de almacenaje	-20 ~ 60-70 ° Celsius, 10 ~ 60% humedad
Medición	Funciones de medición incorporadas



SOFTWARE INTEGRADO

(se muestra en la TV, sin necesidad de ordenador)

- Captura imágenes y videos a SD
- Reproducción de imágenes y videos desde SD
- Mediciones (como Ángulo, Línea, Línea horizontal, Línea vertical, Rectángulo, Círculo, Elipse, Anillo, Dos círculos, Polígono, Curva, etc.)
- Comparar imágenes
- Retículos
- Zoom digital in / out
- Girar
- Pausa
- Ajustes de la cámara (balance de blancos, control de color, etc.)

Suministrado con Adaptador C a tubo de 23,2 mm. con factor de corrección 0.5x, scheda di memoria 32 GB SD alta velocidad, una llave electrónica, adaptadores de tubo de 23,2 mm. a 30 y 30,5 mm para microscopios patrón de calibración de 76 x 24 mm (1 mm / 100), caja de cartón

Número de producto EVC-3034 / EVC-3034-HDS

Apto para todos los microscopios Euromex y la mayoría de los modelos Zeiss, Leica, Olympus y Nikon

Consulte la página "adaptador" en nuestro sitio web



Llave electrónica ●

