

# Cámara color HD Mini

con conexión HDMI  
EVC-3024-HDS

## A DESTACAR


- Cámara color de alta definición 1080P
- Imágenes en tiempo real directamente en el TV, monitor o proyector
- Autónoma
- Programa controlado por ratón incorporado
- Montura C
- Salida HDMI y con tarjeta de memoria SD interna
- Con pantalla HD de 13"



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Sensor</b>	HDMI de 2 MP CMOS de alta sensibilidad (Sony)
<b>Formato</b>	1/2,8 de pulgada, HDTV 1080p
<b>Pixeles</b>	1920 x 1080 pixeles (en modo captura) 1920 x 1080 pixeles (en tiempo real) HDMI 60 fps (imágenes por segundo)
<b>Tipo de escaneo</b>	Progresivo
<b>Tamaño de píxel</b>	2,9 x 2,9 µm
<b>Ruido</b>	Algoritmo 3D
<b>Sensibilidad</b>	1300 mv/lux-seg
<b>Rendimiento de color (bits)</b>	12
<b>Relación señal/ruido (db)</b>	42
<b>Rango dinámico (db)</b>	69
<b>Balance de blanco</b>	Automático/manual/ROI
<b>Conexión</b>	HDMI
<b>Almacenamiento</b>	Las imágenes se guardan en una tarjeta de alta velocidad SD 32 GB (recomendado usar tarjetas SD de clase 4 o superior y hasta un máximo de 128 GB)
<b>Montura</b>	De tipo C
<b>Alimentación</b>	Adaptador DC 12V/ 1A
<b>Condiciones de trabajo</b>	-10°~ +50° Celsius, 30~80% Humedad Relativa
<b>Condiciones de almacenaje</b>	-20°~ +60° Celsius, 10~60% Humedad Relativa
<b>Suministrada con</b>	Cable HDMI, alimentador DC 12V/ 1A, tarjeta SD 32 GB, ratón USB, adaptador montura C con factor 0,5x, adaptadores de 23,2 mm. a 30,0 mm. y 30,5mm

● EVC-3024-HDS



## CONTROLES EN PANTALLA

(no hay necesidad de ordenador)

- Captura imágenes y videos a SD
- Zoom digital in / out
- Girar
- Congelar
- Línea de cruce
- Navegador de archivos integrado
- Reproducción de vídeo
- Soporte de múltiples idiomas
- Medida
- Ajustes de la cámara (balance de blancos, control de color, etc.)

**Compatibilidad** Adecuada para todas las pantallas, monitores y proyectores HDMI

**Número de producto** EVC-3024-HDS

**Apto para todos los microscopios Euromex y la mayoría de los modelos Zeiss, Leica, Olympus y Nikon**

Consulte la página "adaptador" en nuestro sitio web



MODELOS	Sensor	Tamaño del píxel (µm)	Resoluciones	Señal/ruido (db)	Sensibilidad	Profundidad de color (db)	Rango dinámico (db)	Pantalla 13 HD
EVC-3023	1/2.8 inch	2.9 x 2.9 µm	1920 x 1080	42	1300 mv/lux-sec	12	69	--
EVC-3024-HDS	1/2.8 inch	2.9 x 2.9 µm	1920 x 1080	42	1300 mv/lux-sec	12	69	•