

LaboPad tablet

con cámara para microscopía

A DESTACAR

- Tablet de 12,1 con cámara para microscopía
- Cámara de 2,1 / 5,1 / 12,0 o 4,0 MP
- Pantalla táctil HD 2160 x 1440 píxeles
- Sistema operativo Windows 11
- Programa ImageFocus Plus para PC
- ImageFocus Plus, para PC con WiFi y dispositivos Android e iOS
- La tablet se puede conectar al teclado opcional
- Rápido ensamblaje del teclado con sistema de imanes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador	Quad Core 3,3 GHz con procesador de gráficos HD
Pantalla	12,1 inch IPS 2160*1440 / 3:2
Memoria	12 GB
Almacenamiento	Interna SDD 512 GB, admite ampliación con micro SD hasta 64 GB
Cámara web	Frontal de 2 MP y posterior de 5 MP
Conectividad	2x USB-C, WiFi 6 y Bluetooth 4.0
Audio	Estéreo con conector de audio 3.5 mm. y micrófono interno
Batería	Litio, 38 Wh, 5000 mA
Peso	0,8 kg (tablet), 4,8 kg (total)
Sistema operativo	Windows 11



● LaboPad

PROGRAMA

LaboPad-2, LaboPad-5 y LaboPad-12 se suministran con ImageFocus Plus. LaboPad-WiFi se suministra con ImageFocus Plus. La cámara WiFi también puede funcionar a través de aplicaciones IOS y Android


MODELOS	CMOS Sensor	Tamaño de sensor	Resolución	Tamaño de pixel (µm)	ADC	Profundidad de color	Rango dinámico (db)	Sensibilidad	Software	Referencia de producto
LaboPad-2	2,1	1/2,9"	1920 x 1080	2,8 x 2,8	12 bits	24 bits	--	0,51 V/lux-sec	IF Plus	ELP-2000f
LaboPad-5	5,1	1/2,8"	2592 x 1920	2,0 x 2,0	12 bits	24 bits	72 dB	2,0 V/lux-sec	IF Plus	ELP-5000f
LaboPad-12	12,0	1/2,3"	4072 x 3176	1,33 x 1,33	8 bits	24 bits	60 dB	1,5 V/lux-sec	IF Plus	ELP-12000f
LaboPad-WiFi	4	1/1,8"	2160 x 1440*	2,9 x 2,9	12 bits	24 bits	48 dB	0,9 V/lux-1/30 sec	IF Plus	ELP.5000-WiFi-4

En todos los LaboPads se ha preinstalado ImageFocus

El modelo WiFi se conecta al pad a través de USB o WiFi, pero también permite el uso de las aplicaciones ImageFocus (IOS/Android)

Todos los modelos LaboPad se suministran con un adaptador montura C con lente, que se adapta a los tubos trinoculares estándar de 23,2 mm

* Touchscreen



● ELP-1000, teclado acoplable opcional

● LaboPad, desmontable, llévelo a cualquier parte



www.euromex.com