

MacroZoom

EMZ-4500

A DESTACAR

- Autónomo
- Objetivo Zoom semi-apocromático
- Zoom desde 0,7x a 4,5x
- Montura C con factor 0,4x
- Distancia de trabajo 105 mm
- Sin iluminación
- Estativo metálico
- Garantía de 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETIVO DE ZOOM CENTRAL

El MacroZoom EMZ-4500 presenta un único objetivo de zoom óptico con un aumento de zoom de 0,7x a 4,5x. Ajustes de zoom grabados en 1 - 1,5 - 2 - 3 y 4,5x. La distancia de trabajo es de 105 mm

ESTATIVO

El MacroZoom está montado en un columna de 230 mm de altura de diámetro (Ø 32 mm) y soporte (Ø 39/50 mm) con mando de enfoque macrométrico que se asienta sobre un base metálica de 320 x 260 x 16/25 mm

SISTEMA DE CÁMARA

Cualquiera de nuestras cámaras digitales con montura "C" se pueden usar junto con MacroZoom EMZ-4500

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Se suministra con funda de protección y embalado en espuma de poliestireno



● EMZ-4500

EMZ-4500

31.3 (h) 32 (w) 28.5mm (d) | 3.06 kg



● El EMZ-4500 en combinación con la cámara VC.3036-HDS

