

Miscelánea de accesorios

ACERCA DE

- Cubetas de tinción
- Fijación
- Productos de limpieza

PRODUCTOS

- EPB-5200** Recipiente para la tinción de 10 preparaciones microscópicas
- EPB-5210** Pincel con extremidad punteada
- EPB-5245** Papel de limpieza de lentes, paquete de 100 unidades
- EPB-5255** Olio di immersione, 25 ml. Indice di rifrazione $n = 1,515$
- EPB-5265** Entellan, producto para inclusión rápida. Frasco 25 ml
- EPB-5274** Alcohol isopropílico 99%, botella de 200 ml.
- EPB-5250** Parafina sólida, punto de fusión 60°C, suministrado en paquetes de 200 gramos
- EPB-5277** Formalina 40%, producto de fijación. Frasco de 200 ml.
- EPB-5275** Kit de limpieza compuesto por líquido de limpieza de lentes, gamuza, papel de limpieza de lentes, cepillo, pera de aire y bastoncillos de algodón
- EPB-5276** Kit de limpieza y mantenimiento de microscopios, 16 piezas: cepillo de limpieza, juego de destornilladores 6 piezas, soplador de aire, tres llaves Allen de 1,5, 2, 2,5 mm, líquido de limpieza de lentes de 20 ml, paño de limpieza de 140 x 140 mm, papel de limpieza de lentes 100 piezas, tubo de grasa de mantenimiento, botella de aceite de 10 ml, embalada en una bonita caja de herramientas



● EPB-5200



● EPB-5245



● EPB-5210



● EPB-5210



● EPB-5255



● EPB-5265



● EPB-5275



● EPB-5276



● EPB-5274

● EPB-5277

