

ProPad tablet

con cámara para microscopía
y teclado acoplable

A DESTACAR

- Tablet de 10,1 con cámara para microscopía
- Pantalla táctil HD 1280 x 800 píxeles
- Sistema operativo Windows 10 Home
- Programa ImageFocus Plus o ImageFocus Alpha
- La tablet se puede conectar al teclado incluido de serie
- Rápido ensamblaje del teclado con sistema de imanes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











| | |
|--------------------------|---|
| Procesador | Quad Core 1,92 GHz con procesador de gráficos HD |
| Pantalla | Táctil de 10,1". Resolución 1280 x 800 pixels (WGXA) con retroiluminación LED |
| Memoria | 2 GB DDR RAM, cache de 2 MB |
| Almacenamiento | Interna SDD 32 GB, admite ampliación con micro SD hasta 64 GB |
| Cámara web | Frontal y posterior de 2 MP, 1600 x 1200 píxeles. |
| Conectividad | Micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.0 |
| Audio | Estéreo con conector de audio 3.5 mm. y micrófono interno |
| Batería | Litio |
| Carcasa | 246,9 x 174,2 x 9,4 mm (tablet), 246,9 x 174,2 x 8,2 mm (teclado) |
| Peso | 588 gramos (tablet), 551 gramos (teclado) |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Suministrado con | Teclado acoplable |



● ProPad

PROGRAMA

ProPad-2, ProPad-5 y ProPad-12 se suministran con ImageFocus Plus. ProPad-WiFi se suministra con ImageFocus Alpha. La cámara WiFi también puede funcionar a través de aplicaciones IOS y Android

| MODELOS | CMOS Sensor | Tamaño de sensor | Resolución | Tamaño de pixel (µm) | ADC | Profundidad de color | Rango dinámico (db) | Sensibilidad V/lux-seg. | Conexión | Referencia de producto |
|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|------------------------|
| ProPad-2 | 2,1 | 1/2,9" | 1920 x 1080 | 2,8 x 2,8 | 12 bits | 24 bits | -- | 0,51 |   | PP.2000f |
| ProPad-5 | 5,1 | 1/2,8" | 2592 x 1920 | 2,0 x 2,0 | 12 bits | 24 bits | 72 db | 2,0 |   | PP.5000f |
| ProPad-12 | 12,0 | 1/2,3" | 4072 x 3176 | 1,33 x 1,33 | 8 bits | 24 bits | 60 db | -- |   | PP.12000f |
| ProPad-WiFi | 5 | 1/2,5" | 1280 x 720 | 2,2 x 2,2 | 12 bits | 24 bits | 61 db | 1,0 |     | PP.5000-WiFi |



● ProPad y teclado acoplable