

Accesorios de preparación

A DESTACAR

- Euromex ofrece las herramientas adecuadas para preparar muestras
- Instrumentos por separado y completos kits de disección
- Calidad superior
- Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable

MODELOS

INSTRUMENTOS DE DISECCIÓN

- PB.5050** Aguja de disección con mango de plástico
- PB.5054** Aguja de disección en forma de lanceta con mango de plástico
- PB.5056** Sonda de punta roma, Ø2 mm, longitud 140 mm
- PB.5058** Levantador con mando de madera
- PB.5060** Pinzas con puntas serradas, longitud 130 mm
- PB.5062** Pinzas con puntas romas, longitud 130 mm
- PB.5064** Pinzas con puntas romas, longitud 200 mm
- PB.5067** Pinzas con puntas afiladas, longitud 130 mm
- PB.5069** Pinzas con puntas curvas afiladas, longitud 130 mm
- PB.5077** Pinzas para cubre-objetos, longitud 110 mm



- PB.5080** Tijeras con punta roma/afilada, longitud 140 mm
- PB.5084** Tijeras con puntas afiladas, longitud 110 mm
- PB.5092** Bisturí con punta roma, longitud 150 mm
- PB.5094** Bisturí N° 4 de cuchilla intercambiable (compatible con cuchillas PB.5095 y PB.5096)
- PB.5095** Cuchillas de punta afilada para bisturí PB.5094 (paquete de 5 unidades)
- PB.5096** Cuchillas de punta roma para bisturí PB.5094 (paquete de 5 unidades)
- PB.5103** Afilador de dos caras para cuchillas de bisturí y de microtomos. Incluye pasta de afilado
- PB.5105** Navaja plano/concava, para disección con mango de plástico
- PB.5106** Cuchilla plano/concava con mango para microtomo, longitud 170 mm



MICROTOMOS DE MANO

- MT.5500** Microtomo cilíndrico, platina de vidrio negro de 70 mm. de diámetro, Avance de muestra de 0,01 mm. Incluye cuchilla PB.5106 y estuche de madera
- MT.5501** Idéntico a la referencia MT.5500 pero sin cuchilla y sin estuche de madera
- MT.5503** De tipo caja con abrazadera de mesa y soporte para cuchilla de afeitar, Avance de muestra de 0,025 mm. Incluye estuche de madera



KITS DE DISECCIÓN

PB.5110 Kit de disección de 4 piezas en estuche de imitación a cuero

Kit de disección con una aguja recta (PB.5050), pinzas de disección (PB.5067), tijeras de disección (PB.5084) y un bisturí (PB.5092)

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra con estuche de imitación a cuero

PB.5110 ●



PB.5111 Kit de disección de 6 piezas en estuche de plástico

Kit de disección con una aguja recta (PB.5050), aguja en forma lanceta (PB.5054), pinzas de disección (PB.5067), tijeras de disección (PB.5084) y un bisturí de cuchillas intercambiables N° 4 (PB.5094) y paquete de 5 cuchillas (PB.5096) de punta roma. Se suministra con estuche de plástico

● PB.5111



PB.5112 Kit de disección de 9 piezas en estuche de imitación a cuero

Kit de disección con dos agujas rectas (PB.5050), aguja en forma lanceta (PB.5054), pinza de disección (PB.5062), pinza de disección (PB.5067), tijera de disección (PB.5080), tijera de disección (PB.5084), dos bisturís de cuchillas intercambiables N° 4 (PB.5094), paquete de 5 cuchillas (PB.5095) de punta afilada y paquete de 5 cuchillas (PB.5096) de punta roma. Se suministra con estuche de imitación a cuero

PB.5112 ●



PB.5114 Kit de disección de 9 piezas en estuche de madera

Kit de disección con dos agujas rectas (PB.5050), aguja en forma lanceta (PB.5054), pinza de disección (PB.5062), pinza de disección (PB.5067), tijera de disección (PB.5080), tijera de disección (PB.5084), dos bisturís de cuchillas intercambiables N° 4 (PB.5094), paquete de 5 cuchillas (PB.5096) de punta afilada y paquete de 5 cuchillas (PB.5096) de punta roma. Se suministra con estuche de madera

● PB.5114



PB.5115 Kit de disección de 8 piezas para carpas Koi en estuche de plástico

Kit de disección para carpas Koi que incluye pinza de disección (PB.5060), pinza de disección con puntas romas (PB.5062), tijera con punta roma/afilada (PB.5080), tijera de disección con puntas afiladas (PB.5084), sonda con punta roma (PB.5056), bisturí N°4 (PB.5094), 5 cuchillas con punta afilada (PB.5095) y 5 cuchillas con punta roma (PB.5096). Se suministra con estuche de plástico

 PARA
CARPAS
KOI

PB.5115 ●



PB.5125 Kit de disección profesional de 10 piezas en estuche de plástico

Kit con 3 preparaciones con muestra, 2 porta-objetos con cavidad, 50 porta-objetos (PB.5150), 100 cubre-objetos (PB.5165), solución de montaje Entellan (PB.5256), aguja de disección en punta (PB.5050), aguja de disección con punta lanceta (PB.5054), pinza con puntas afiladas (PB.5067), tijera de disección con puntas afiladas (PB.5084) y bisturí con punta roma (PB.5092).

Se suministra con estuche de plástico

● PB.5125



Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad