

Fuente de luz fría

Compacta dual LED 2W

A DESTACAR

- Fuente de luz económica y compacta
- Para ciencia de los materiales en estereomicroscopía
- 2x 1 W LED
- Con dos brazos flexibles de cuello de cisne
- 2 años de garantía



● LE.5208

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de luz económica dual LED de intensidad regulable
- Equipada con dos brazos de cuello de cisne flexibles de 44 cm, cada uno equipado con un LED de 1 W
- Esta versión de fuente de luz no requiere cambio de lámpara como las fuentes de luz halógenas y tiene una vida útil más larga y un bajo consumo de energía
- La fuente de luz produce luz blanca y no hay cambio de temperatura de color al atenuarse
- Ideal para ciencias de la vida y de materiales, diversas aplicaciones industriales y para estereomicroscopía

MODELO

Potencia	2x 1 W LED (equivalente a 2x 20 W halógeno)
Flujo luminoso	18,000 lux máx. (2 LED)
Temperatura de color	6.500 K
Voltaje de funcionamiento	100-240 Vca / 12 Vcc (50/60 Hz)
Dimensiones	70 x 120 x 170 mm
Peso	1.6 kg
Número de producto	LE.5208