



Dit document vervangt alle voorgaande versies

A. Controleer de inhoud van de CMEX koffer



DC.xxxx CMEX USB-2 CMOS camera x,x Mpixel
en een USB-2 kabel



DC.1311 CDROM met de ImageFocus software



DC.1330 Adapter voor 30 mm naar 23,2 mm tubus
DC.1335 Adapter voor 30,5 mm naar 23,2 mm tubus



AE.1110 Calibratie objectglaasje 1 mm / 100 (10µm verdelingen)

Mocht één van hierboven vermelde onderdelen ontbreken, contacteer dan onmiddellijk uw Euromex dealer

BESCHIKBAAR IN OPTIE



AE.1112 Calibratie objectplaatje 50 mm / 500 (100µm verdeling)
voor gebruik met stereomicroscopen

AE.1320 Objectief 1,0 x voor CMEX-1300x en CMEX-5000

B. Installatie van het ImageFocus programma

1

Wij adviseren U om steeds de laatste versie van het programma te downloaden via de volgende link:





http://www.euromex.com/asp/brochure_specs.asp?prodspecID=501&prodID=125


Bewaar en pak het zip bestand uit op de harde schijf van de computer

2

Navigeer u CD-ROM of de harde schijf en start het installatie programma **Setup ImageFocus 2.* build *** NL ****.exe**

Volg de instructies. De hieronder opgenomen afbeeldingen kunnen verschillen in functie van de te installeren camera en het besturingsprogramma van de computer !







Om de installatie te voltooien is het noodzakelijk om de computer te opnieuw te starten vooraleer de camera op een vrije USB-2 poort aan te sluiten


C. Installatie van de CMEX camera

3 Sluit de CMEX camera op een vrije USB-2 poort

4 Afhankelijk van het geïnstalleerd besturingssysteem van de computer, zal deze laatste proberen een besturingsprogramma voor de camera te installeren. Mocht dit niet automatisch lukken, dan moet u deze via het configuratie paneel en het apparaatbeheer het besturingsprogramma van de camera bijwerken.


Kies steeds om niet automatisch het besturingsprogramma te installeren !

De hieronder opgenomen afbeeldingen kunnen verschillen in functie van de te installeren camera en het besturingsprogramma van de computer !



Navigeer naar c:\program files\imagefocus 2.5


Selecteer het besturingsprogramma voor de camera dat overeenstemt met het besturingssysteem van de computer



D. Start en configureer het ImageFocus programma

5

Start ImageFocus adhv het icoontje



6

Klik op de  knop, rechtsboven in et scherm en navigeer naar

C:\Program Files\ImageFocus\Calibrations


en selecteer een calibratie bestand dat het best overeenstemt met u microscoop configuratie of kies het bestand default.cal bestand

Microscope: B 86.xxx 600 Default

Om correcte metingen uit te kunnen voeren, dient U vooraf Imagefocus met uw microscoop te calibreren


7

Indien nodig, kies uit het menu HULPMIDDELEN/ OPTIES de gewenste taal



8

Kies uit het menu
HULPMIDDELEN / OPTIES/
CAMERA
het juiste CMEX camera type



9

Kies in het HULP menu, Help voor meer details over het gebruik van het programma