

## Fuente de luz fría

### compacto individual 20 W

#### A DESTACAR

- Fuente de luz fría compacta
- Para ciencia de los materiales en microscopía estereoscópica
- Versión halógena 20 W
- Con conductor de luz de fibra de  $\varnothing$  6 mm
- 2 años de garantía

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de luz fría muy compacta y robusta
- Se suministra con un conductor de luz de fibra de vidrio de  $\varnothing$  6 mm auto-sostenible de 40 cm
- Equipado con una lámpara halógena de 20 W
- La intensidad de la luz está pre-establecida de fábrica y no se puede ajustar
- Para funcionamiento de 230 voltios

#### ILUMINACIÓN

Equipado con una lámpara halógena de 20 W. La intensidad de la luz es pre-establecida de fábrica y no se puede ajustar

#### MODELO

<b>Potencia</b>	20 W halógena
<b>Temperatura de color</b>	3.000 K
<b>Tensión de funcionamiento</b>	Versiones de 110 V CA y 230 V AC (50/60 Hz)
<b>Dimensiones</b>	80 x 110 x 165 mm
<b>Peso</b>	2.0 kg
<b>Número de producto</b>	LE.5209



● LE.5209