

MacroZoom

MZ.4500

POINTS ESSENTIELS

- Autonome
- Objectif zoom semi-apochromatique
- Grossissement zoom de 0,7x à 4,5x
- Monture C avec objectif 0,4x
- Distance de travail de 105 mm
- Sans éclairage
- Statif en métal
- Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OBJECTIF CENTRAL À ZOOM

Le MacroZoom MZ.4500 est constitué d'un objectif à zoom optique unique avec un grossissement zoom de 0,7x à 4,5x. Grossissements zoom gravés sur 1 - 1,5 - 2 - 3 et 4,5x. La distance de travail est de 105 mm

STATIF

Le MacroZoom est monté sur une colonne de 230 mm de haut (Ø 32 mm) et un support (Ø 39/50 mm) sur une base en métal de 320 x 260 x 16/25 mm

SYSTÈMES DE CAMÉRA

Toutes les cameras nos monture C (présentes dans ce chapitre) peut être utilisées avec le MacroZoom

EMBALLAGE

Livré avec une housse de protection et emballé dans une mousse de polystyrène



● MZ.4500

MZ.4500

31.3 (h) 32 (w) 28.5mm (d) | 3.06 kg



● Le MZ.4500 avec la caméra VC.3036-HDS montée

