

Caméra HD-Lite couleur

avec interfaces HDMI et USB-2

VC.3031

POINTS ESSENTIELS

- Caméra couleur haute définition HD1080p
- Images en temps réel directement sur TV, moniteur ou rétroprojecteur
- Indépendant ou à travers un PC
- Logiciel intégré avec une souris incorporée
- Interface à monture C
- HDMI, USB-2 et carte mémoire SD
- Compatible avec le logiciel Image Focus 4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur	CMOS haute sensibilité (Aptina) 5,0 Méga Pixels HDMI
Format	1/2.5 inch, HDTV 1080p (50/60 Hz)
Pixels	2592 x 1944 pixels (mode capture) 1920 x 1080 pixels (vue en direct)
	HDMI 15 fps USB 15 fps
Vidéo	1080p pixels en mode d'enregistrement vidéo
Balayage	Balayage progressif
Taille des pixels	2.2 µm x 2.2µm
Bruit	Fonction de réduction de bruit 3D
Sensibilité	1V
Balance des blancs	Automatique / manuel
Plage dynamique	60 db
Signal / Bruit max	40,5 db
Interfaces	HDMI numérique, USB 2
Stockage	Carte mémoire standard de 4 Gb à grande vitesse ou par USB-2
Boutons caméra	On / off
Montage	Interface à monture C
Alimentation	Adaptateur externe 100-240 Vac à 12 Vdc/2A
Utilisation	De 0-60°, 45-85% d'humidité
Température de stockage	De -20° à 70° Celsius
Livré avec	Câble HDMI, câble USB-2, alimentation 12Vdc/2A, carte mémoire de 4Gb et souris USB-2. Livré avec 0.45x objectif. Logiciel embarqué avec souris pour captures d'images, enregistrement Vidéo HD 1080p, comparaison d'images et visualisation des images et vidéos capturées Livré en standard avec une lame d'étalement de 1 mm divisé en 100 parties, 10 µm par division
Compatibilité avec :	Logiciel Image Focus 4, système d'exploitation Windows 7 et plus grand
Référence produit :	VC.3031

