

MacroZoom

MZ.4500

IN EVIDENZA

- Utilizzo indipendente
- Zoom obiettivo semi-apocromatico
- Zoom da 0,7x a 4,5x
- Attacco con passo C con obiettivo 0.4x
- 105 mm di distanza di lavoro
- Senza illuminazione
- Supporto in metallo
- 3 anni di garanzia

SPECIFICHE TECNICHE

OBIETTIVO ZOOM CENTRALE

MacroZoom MZ.4500 è dotato di un unico obiettivo zoom ottico con un ingrandimento da 0,7x a 4,5x. Incisioni di regolazione dello zoom su 1, 1,5, 2, 3 e 4,5x. La distanza di lavoro è di 105 mm

STATIVO

Il MacroZoom è montato su una colonna di altezza 230 mm (Ø 32 mm) e supporto (Ø 39/50 mm) che si trova su uno stativo di metallo da 320 x 260 x 16/25 mm

SISTEMA DELLA FOTOCAMERA

Tutte le nostre fotocamere digitali con passo C (in questo capitolo) possono essere utilizzate con il MacroZoom

IMBALLAGGIO

Fornito con copertina anti-polvere e confezionato in scatola di polistirolo



● MZ.4500

MZ.4500
 31.3 (h) 32 (w) 28.5mm (d) | 3.06 kg



● MZ.4500 in combinazione con la fotocamera VC.3036-HDS

