

ProPad tablet

con fotocamera per microscopia
e docking station per tastiera

IN EVIDENZA

- Tablet 10.1" con fotocamera per microscopia
- 1280 x 800 pixels HD touchscreen
- Windows 10 Home
- Software ImageFocus Plus o ImageFocus Alpha
- La tablet può essere staccata dalla fotocamera
- Include tastiera
- La tastiera ti collega alla ProPad con dei magneti



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------|--|
| Processore | Quad Core 1.92 GHz con processore grafico HD |
| Schermo | 10.1 inch, 1280 x 800 pixels (WGXA) touchscreen, 16:10, retroilluminazione LED |
| RAM | 2 GB DDR RAM, 2 MB cache |
| Memoria | 32 GB di memoria interna SDD, micro SD fino a 64 GB |
| Webcam | 2 MP, 1600 x 1200 pixels frontale e posteriore |
| Connettività | Micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0 |
| Audio | Stereo con connettore audio da 3.5 mm e microfono interno |
| Batteria | Litio |
| Carcassa | 246,9 x 174,2 x 9,4 mm (tablet), 246,9 x 174,2 x 8,2 mm (tastiera) |
| Peso | 588 grammi (tablet), 551 grammi (tastiera) |
| Sistema | Windows 10 Home |
| Fornito con | docking station per tastiera |



● ProPad

SOFTWARE

ProPad-2, ProPad-5 e ProPad-12 sono fornite con ImageFocus Plus. ProPad-WiFi è fornita con ImageFocus Alpha. La fotocamera WiFi può anche essere gestita tramite app IOS e Android

| MODELLI | Camera (MP) | Misura sensor | Risoluzione | Misura pixel (µm) | ADC | Resa cromatica | Rango dinamico (db) | Sensibilità V/lux-sec | Interfaccia | Codice prodotto |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| ProPad-2 | 2,1 | 1/2,9" | 1920 x 1080 | 2,8 x 2,8 | 12 bits | 24 bits | -- | 0,51 | Windows, USB 2.0 | PP.2000f |
| ProPad-5 | 5,1 | 1/2,8" | 2592 x 1920 | 2,0 x 2,0 | 12 bits | 24 bits | 72 db | 2,0 | Windows, USB 2.0 | PP.5000f |
| ProPad-12 | 12,0 | 1/2,3" | 4072 x 3176 | 1,33 x 1,33 | 8 bits | 24 bits | 60 db | -- | Windows, USB 2.0 | PP.12000f |
| ProPad-WiFi | 5 | 1/2,5" | 1280 x 720 | 2,2 x 2,2 | 12 bits | 24 bits | 61 db | 1,0 | Windows, Apple, Android, WiFi | PP5000-WiFi |



● ProPad e docking station per tastiera