

Serie DZ

IN EVIDENZA

- Modelli binoculari con opzione di tubo fotografico
- 6 configurazioni standard o configurazioni personalizzate
- Testata ergonomica con inclinazione da 0 a 35° inclinazione fissa a 20°
- Oculari EWF 10x/22 mm
- Tre unità centrali di zoom da 4 a 320x
- Campo di visione da 55 a 1.4 mm
- Stativi a colonna con supporto fisso ergonomici, universali o a sbraccio
- Illuminazione trasmessa ed incidente 3 W LED
- Epi-fluorescenza 100 W
- 10 anni di garanzia

SPECIFICHE TECNICHE

OCULARI

Coppia di oculari EWF 10x/22 mm

TESTATA

- Testata ergonomica 0-35°
- Testata binoculare inclinata 20°
- Regolazione diottrica ± 5 su entrambi gli oculari
- Distanza interpupillare regolabile tra 55 e 75 mm
- Tubo fotografico opzionale per una o due fotocamere

UNITÀ CENTRALE ZOOM

Sono disponibili tre tipi di unità centrali zoom:

- 1:6.3 per aumenti totali da 8 a 50x
- 1:8 per aumenti totali da 8 a 64x
- 1:10 per aumenti totali da 8 a 80x

OBIETTIVI

- Le configurazioni standard sono dotate di un obiettivo a 1x piano acromatico con distanza di lavoro 78 mm
- Sono disponibili su richiesta altri obiettivi piani acromatici da 0.5x (Distanza di lavoro 126 mm) e 2x (Distanza di lavoro 33 mm)

Tutte le ottiche sono trattate per prevenire la creazione di funghi e con un rivestimento anti-riflesso per permettere il maggior passaggio di luce

STATIVO

- Stativo grande ergonomico con piatto portapreparati di \varnothing 100 mm e 2 pinze
- Regolazione macrometrica con controllo della tensione
- Uno stativo universale e un braccio di supporto snodato senza illuminazione sono disponibili su richiesta



● *Modello con configurazione personalizzata (DZ.0800, 2x DZ.3010, DZ.2025, DZ.9005, DZ.9010, DZ.4010 and DZ.5020)*

ILLUMINAZIONE

- Illuminazione trasmessa ed incidente da 3 W LED con alimentatore integrato da 100-240 V
- Entrambi gli illuminatori possono essere usati simultaneamente e l'intensità della luce si può regolare separatamente

IMBALLAGGIO

- Fornito con cavo di alimentazione, fodera di protezione, un fusibile di ricambio e manuale utente
- I tutto impacchettato in una scatola di polistirolo

● *Testa ergonomica*

