

Tavolino in ceramica

IN EVIDENZA

- La parte superiore è in ceramica solida
- Tavolino 157 x 220 mm
- Tavolino traslatore X-Y 75 x 50 mm
- Controlli ergonomici
- Resistente ai graffi



● IS.9503 / AE.3197-ADD

SPECIFICHE TECNICHE

- Speciale tavolino traslatore in ceramica 157 x 220 mm con comandi a destra che consentono il movimento del vetrino del campione in entrambe le direzioni X e Y
- Il tavolino traslatore ha un movimento di 75 x 50 mm
- Il tavolino è realizzato in un materiale ceramico non lucido molto resistente che resiste a segni e graffi
- La superficie assicura che la luce diffusa non venga riflessa dal tavolino verso l'obiettivo
- Il tavolino è dotato di un'ampia apertura al centro ed è dotato di scala Vernier per le letture di posizione
- Il modello IS.9503 è adatto ai microscopi verticali iScope, il modello AE.3197-ADD per microscopi verticali Oxion

