



Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen

A. Lieferumfang überprüfen



DC.xxxx Eine CMEX USB-2 CMOS kamera x,x Mpixel
und USB-2 Kabel



DC.1311 CDROM mit ImageFocus software



DC.1330 30 mm nach 23,2 mm Adapter für Stereomikroskope
DC.1335 30,5 mm nach 23,2 mm Adapter für Stereomikroskope



AE.1110 Objektmikrometer auf Glasplatte 1 mm in 100 Teile
(10µm divisions)

*Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie bitte an Ihren Euromex
Fachhändler*



SONDERZUBEHOR

AE.1110 Objektmikrometer auf Glasplatte 50 mm in 500 Teile
(100µm divisions) für Stereomikroskope

AE.1320 1.0x Objektive für CMEX-1300x und CMEX-5000

B. Installation der Software ImageFocus

1

Laden sie von der Web-Seite die neueste Version der Software ImageFocus herunter





http://www.euromex.com/asp/brochure_specs.asp?prodspecID=503&prodID=122


und speichern Sie auf der Festplatte Ihres Rechners. Öffnen Sie den ZIP Bestand und mit einen Doppelklick entpacken sie der Inhalt.

2

Navigieren Sie mit der CDROM oder auf Ihrer Festplatte und klicken Sie auf **Setup ImageFocus 2.* build *** DE ****.exe**

Folgen Sie den Instruktionen. Die folgenden Abbildungen können verschieden sein in Abhängigkeit von der installierten Betriebssystem auf Ihrem Computer und der Kamera-Typ installiert







Um die Installation abzuschließen, müssen Sie den Computer neu starten, bevor Sie die Kamera in einen freien USB –Port steckt

C. Installation der CMEX Kamera

3


Die CMEX Kamera an freie USB-2 Eingänge des Computers anschließen.

4

In Abhängigkeit von dem Betriebssystem auf dem Computer, einem passenden Treiber werden gesucht und installiert. Bei der Treiberinstallation fehlgeschlagen, müssen Sie mit Konfigurations-Panel und dem Geräte-Manager den richtigen Treiber installieren, entsprechend der Kamera-Typ

Wählen Sie für die Kamera treiber immer “Nicht automatisch installieren”


Die folgenden Abbildungen können verschieden sein in Abhängigkeit von der installierten Betriebssystem auf Ihrem Computer und der Kamera-Typ installiert



Gehen Sie auf:

c:\program files\imagefocus 2.5


und wählen Sie den Treiber, dass das Betriebssystem des Computers übereinstimmt




D. Inbetriebnahme der ImageFocus software

5

Auf der Benutzeroberfläche auf das Icon drücken



6

Auf den  Knopf in der Ecke rechts drücken und zum Verzeichnis

C:\Program Files\ImageFocus\Calibrations gehen


Wählen Sie den für Ihr Mikroskop richtigen Kalibrierungsbestand
Alternativ wählen Sie die Datei default.cal

Microscope: B 86.xxx 600 Default

Für genaueste Messungen müssten Sie natürlich Ihr eigenes Mikroskop eichen


7

Im Menü HILFSMITTEL/OPTIONEN können Sie die Sprache wählen



8

Im Menü HILFSMITTEL/OPTIONEN/KAMERA
Können Sie die kamera wählen



9

Unter HILFE / IMAGE FOCUS finden Sie weitere Erläuterungen