



Mars 26, 2009

Installation pilotes CMEX sous Vista

**Ce document remplace toutes les versions précédentes**



Sous Windows Vista, il arrive que l'installation de pilote bloque parce que Vista a installé automatiquement un pilote de son choix. Il est alors nécessaire de faire une mise à jour du pilote manuel !




## PROBLEMATIQUE


Par défaut, Vista essaye toujours de rechercher un pilote disponible sur l'internet « Windows Update » (si vous avez une connexion internet active) et installera un pilote non compatible et par conséquent l'installation ne se fera pas correctement ou il bloque un pilote non signé.

## INSTALLATION NORMALE

Normalement après avoir d'abord installé le logiciel ImageFocus, vos insérer pour la première fois la caméra CMEX dans un port (directe) libre, la marche à suivre est ➔








Recherchez le dossier :



C:\Programmes\ImageFocus 2.0

et sélectionnez le sous-dossier  
« Driver CMEX xxxx »

correspondant à votre caméra,  
par exemple :



Driver CMEX 1300x Vista xp






## VERIFICATION DU PILOTE

Ouvrez DEMARRER / Panneau de configuration  
 Choisissez « Affichage classique »




Double-cliquez sur le pilote  
Euromex CMEX xxxx installé



Vérifiez si le bon pilote a été installé ?


Vérifiez si le périphérique fonctionne correctement ?






Le pilote n'est pas le bon




OU

Le pilote ne fonctionne pas correctement ou n'est pas été installé

















## Windows a mis à jour votre pilote logiciel.

Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique :




Lancer ImageFocus et vérifiez si vous obtenez des image en temps réels ?



Si l'erreur « Not supported operating système » apparait, passez au point suivant :


VERIFICATION DE LA COMPATIBILITE

## VERIFICATION DE LA COMPATIBILITE



Sélectionnez le programme « CamApp0.exe »

Cliquez bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés



Sélectionnez l'onglet  
Compatibilité

et cochez l'entrée :

« Exécuter ce programme en  
mode de compatibilité pour  
Windows XP (Service Pack 2)

Répétez l'opération de mise en compatibilité pour tous les  
« CamApp\*.exe » restants !